

Hspa14 Ac Mab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q0Vdf9

Número do item: CM0006620

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra HSPA14 humano (HSP70-4, HSP70L1) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado em Humano e Rato. Chaperona citosólica envolvida no enovelamento de polipéptidos nascentes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPA14 Ac mAb
Observações/Apelido	HSP70-4; HSP70L1; MSANTD7; HSPA14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51182
ID do Gene	51182
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do HSPA14 humano (Q0VDF9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q0VDF9
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo