


Anticorpo Policlonal Hspb11 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y547

Número do item: CM0023722



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HSPB11 (IFT25, PP25) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa em biologia ciliar, sinalização SHH e fertilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HSPB11 Coelho pAb
Observações/Apêndice	PP25, FAP232, HSPB11, C1orf41, CFAP232, HSPC034
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51668
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-144 do HSPB11 humano (NP_057210.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9Y547
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de gelo