


Htatsf1 Coelho Pab - O43719

Número do item: CM0029709



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra HTATSF1, um componente do spliceossomo e cofator do Tat do HIV. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de splicing nuclear e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	HTATSF1 Coelho pAb
Observações/Apelido	TATSF1; TAT-SF1; dJ196E23.2; HTATSF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27336
GeneID	27336
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do HTATSF1 humano (NP_055315.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43719
Peso Proteico	86kDa
Envio	Saco de Gelo