

Painel De Células T Humanas Ativadas - Anticorpo Monoclonal De Coelho

Número do item: CM0009186

introdução

Painel de Células T Humanas Ativadas, anticorpos monoclonais de coelho para análise por citometria de fluxo de células T humanas ativadas. Desenvolvido para uso em pesquisa em imunologia e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Painel de Células T Humanas Ativadas
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humana
Envio	Bolsa de gelo