

Pab De Coelho Contra Ager Humana Para Wb, Elisa - Q15109

Número do item: CM0019034



introdução

Anticorpo policlonal direcionado a AGER humana (RAGE) validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa em inflamação, diabetes e doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Human AGER Rabbit pAb
Observações/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER Humano
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	177
ID do Gene	177
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-344 do AGER humano (NP_001127.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q15109
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo