

Anticorpo Policlonico De Coelho Para Complemento C6 Humano Para Wb E Elisa - P13671

Número do item: CM0014279



introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado ao complemento C6 humano, um componente chave do MAC. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa da via do complemento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	C6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C6
Espécie	Humano
ID do Gene	729
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 586-934 do C6 humano (NP_000056.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P13671
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Bolsa de gelo