


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-IgA1 Humana Para Wb E Elisa - P01876

Número do item: CM0004054



introdução

A CamelBio oferece este anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à IgA1 humana, validado para aplicações de WB e ELISA. Adequado para pesquisas sobre imunidade da mucosa, função da imunoglobulina e biologia dos linfócitos B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-IgA1 Humana (mAb)
Observações/Apelido	IgA1
Espécie	Humana
ID do Gene	3493
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 99-353 da IgA1 humana (P01876)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01876
Peso Proteico	37KDa/42KDa
Envio	Saco de Gelo