

Mab De Coelho Contra Ige Humana Para Wb, Fc, Elisa - P01854

Número do item: CM0006982



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à região constante da cadeia pesada da IgE humana (IGHE, P01854). Validado para WB, FC, ELISA. Reconhece IgE secretada e de membrana, sendo essencial para pesquisas sobre alergia, inflamação e células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	mAb de Coelho contra IgE Humana
Observações/Alias	Igh2; IGHE; IGHEP1; IgE Humana
Espécie	Humana
ID do Gene	3497 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 104-428 da IgE humana (P01854).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P01854
Peso da Proteína	47kDa
Transporte	Saco de gelo