


Anticorpo Monoclonal De Coelho Humano IgG (Fc) Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P01857 / P01859 / P01860 / P01861

Número do item: CM0006024



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Humano IgG (Fc) de alta qualidade, validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Reconhece subclasses de IgG humana (P01857, P01859, P01860, P01861). Imunogénio recombinante, 52kDa. Ideal para pesquisa imunológica e diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Humano IgG (Fc) Coelho mAb
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3,500,350,135,023,500
GeneID	3,500,350,135,023,500
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-330 do IgG humano (Fc) mAb (P01857).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01857, P01859, P01860, P01861
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo