


Anticorpo Policlonado De Coelho Contra Igg1 Humana/Imunoglobulina Gama 1 Constante Pesada Para Wb, Elisa - P01857

Número do item: CM0024143



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a IgG1 humana (gama 1 constante pesada, IGHG1). Adequado para Western blotting (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. O imunógeno corresponde aos aminoácidos 21-130 (domínio CH1).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IgG1 Humana/Imunoglobulina gama 1 constante pesada Rabbit pAb
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3500
GeneID	3500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-130 da IgG1 humana/Imunoglobulina gama 1 constante pesada (P01857)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P01857
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo