


Human IgM Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P01871

Número do item: CM0026493



introdução

O Human IgM Rabbit pAb visa a região constante da cadeia pesada da IgM humana (UniProt P01871). Validado para Western blot e ELISA, este anticorpo policlonal é essencial para pesquisas sobre imunidade humoral, biologia de células B e estudos de estrutura-função de imunoglobulinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Human IgM Rabbit pAb
Observações/Apelido	MU; VH; AGM1; Human IgM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3507
GeneID	3507
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 213-453 do IGHM humano (P01871)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01871
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo