

Painel De Anticorpos Monoclonais Para Neutrófilos Humanos Para Citometria De Fluxo - Painel De Neutrófilos Humanos

Número do item: CM0008196

introdução

Painel de anticorpos monoclonais de alta qualidade direcionado aos neutrófilos humanos, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para imunofenotipagem e pesquisas sobre a biologia dos neutrófilos. Fornecido com transporte em bolsa de gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Painel de Neutrófilos Humanos
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
Transporte	Bolsa de gelo