

## Coquetel De Anticorpos Monoclonais Do Painel Tbnk Humano - Painel Tbnk Humano

Número do item: CM0011898

### introdução

Painel TBNK Humano composto por anticorpos monoclonais de coelho para a detecção por citometria de fluxo de células T, B e NK em amostras humanas. Adequado para imunofenotipagem em pesquisa e desenvolvimento de ensaios de DIV.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                  |
|---------------------|------------------------|
| Nome do Produto     | Painel TBNK Humano     |
| Origem              | Coelho                 |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais |
| Aplicação           | CF                     |
| Reatividade Cruzada | Humana                 |
| Envio               | Bolsa de gelo          |