

Painel Tbnk Humano

Número do item: CM0009667

introdução

O Painel TBNK Humano é um conjunto de anticorpos monoclonais otimizados para a imunofenotipagem por citometria de fluxo (FC) de células T, B e NK. Desenvolvido para amostras humanas, oferece uma ferramenta confiável para pesquisas em imunologia e estudos clínicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Painel TBNK Humano
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
Transporte	Bolsa de gelo