

Anticorpo De Coelho Pab Contra Redutase 1 De Tiorredoxina Humana/Trxr1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16881

Número do item: CM0021334



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Redutase 1 de Tiorredoxina Humana (TXNRD1) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa em biologia redox e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo de Coelho pAb contra Redutase 1 de Tiorredoxina Humana/TRXR1
Observações/Apelido	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; Redutase 1 de tiorredoxina (TXNRD1)
Espécie	Humano
ID do Gene	7296
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 410-490 da Redutase 1 de Tiorredoxina humana (TXNRD1) (NP_001087240.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q16881
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de Gelo