

Pab De Coelho Para Tlr3 Humano - O15455

Número do item: CM0022877



introdução

pAb de coelho para TLR3 humano de alta qualidade para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece o TLR3 humano, um receptor imunológico inato chave que detecta dsRNA viral e ativa respostas inflamatórias. Adequado para pesquisa em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho para TLR3 humano
Observações/Alias	TLR3; CD283; IIAE2; receptor toll-like 3; TLR3 humano
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7098
ID do Gene	7098
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 24-339 do TLR3 humano (NP_003256.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15455
Peso da Proteína	72kDa/103kDa
Envio	Bolsa de gelo