

Hus1B Pac De Coelho Para Wb, Elisa - Q8Nhy5

Número do item: CM0030632

introdução

Anticorpo policlonal de coelho HUS1B para aplicações de WB e ELISA. Reconhece a proteína HUS1B humana (~31 kDa) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de biologia de pontos de verificação e análise de expressão tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	HUS1B pAc de Coelho
Observações/Apelido	HUS1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	135458
GeneID	135458
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-278 do HUS1B humano (NP_683762.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NHY5
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo