

Anticorpo Monoclonal De Coelho Icam-1/Cd54 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13597

Número do item: CM0005476

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ICAM-1/CD54 validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com camundongo e rato. Essencial para o estudo de adesão e transmigração de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-ICAM-1/CD54
Observações/Apelidos	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2; ICAM-1/CD54
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3383
GeneID	15894
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-485 da ICAM-1/CD54 de camundongo (NP_034623.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P13597
Peso Molecular da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo