

Anticorpo Monoclonal De Coelho Ifluor 594/Abflo 594 Para Db E Elisa - If594

Número do item: CM0010413

introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho Ifluor 594/ABflo 594 (iF594) é um anticorpo independente de espécie para aplicações de DB e ELISA. Ele reconhece especificamente o corante Ifluor 594, tornando-se uma ferramenta essencial para detecção de corantes fluorescentes em imunoenaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Ifluor 594/ABflo 594 mAb de Coelho
Observações/Alias	iF594
Espécie	Independente de espécie
Imunógeno	Compostos químicos correspondentes ao Ifluor 594
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Bolsa de gelo