


Anticorpo Monoclonal De Coelho Ifn-Beta Para Wb, Elisa - P01575

Número do item: CM0007131



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IFN-beta de rato, adequado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. O IFN-beta é uma citocina chave da imunidade inata com funções antivirais e imunorreguladoras. Ideal para pesquisa em imunologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFN-beta mAb de coelho
Observações/Apelido	Ifb; IFNB; If1da1; IFN-beta
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3456
GeneID	15977
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-182 do IFN-beta de rato (NP_034640.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P01575
Peso da Proteína	22kDa
Transporte	Saco de gelo