


Ifn Gama Rabbit Polymab® Para Wb E Elisa - P01579 / P01581

Número do item: CM0005598



introdução

IFN gama Rabbit PolymAb® (SWISS P01579/P01581), um anticorpo monoclonal que detecta interferon gama humano e de rato via WB e ELISA. Ideal para estudos de pesquisa em imunologia e infecção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IFN gama Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	If2f; IFNG2
Espécie	Humano/Rato
GeneID (Humano)	3458
GeneID	3458/25712
Imunógeno	Proteína recombinante de IFN gama humano/de rato
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P01579/P01581
Peso Proteico	18kDa
Envio	Saco de gelo