

Pab De Coelho Ifnar2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48551

Número do item: CM0019734



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a IFNAR2 humano (IFNARB, IFNABR) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização de interferon tipo I e a ativação da via JAK-STAT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho IFNAR2
Observações/Apelidos	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3455
GeneID	3455
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-243 da IFNAR2 humana (NP_997468.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48551
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo