

Anticorpo Policlonais De Coelho Contra Ifnar2 (Validado Por Ko) - [Ko Validated] Ifnar2 Rabbit Pab

Número do item: CM0023765

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao IFNAR2 humano (IFN-R, IFNABR, IFNARB). Validado em modelos de Knockout (KO). Adequado para aplicações de Western Blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de sinalização por interferão e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] IFNAR2 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; R2
Espécie	Humano
ID do Gene	3455
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-243 do IFNAR2 humano (NP_997468.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Peso da Proteína	27kDa/37kDa/57kDa
Transporte	Bolsa de gelo