

Igf2Bp1/Imp1 Rabbit Mab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Nzi8

Número do item: CM0011016



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa o IGF2BP1/IMP1 humano (Q9Nzi8). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar transporte de mRNA, regulação da tradução e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGF2BP1/IMP1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	IMP1; ZBP1; CRDBP; IMP-1; CRD-BP; VICKZ1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10642
GeneID	10642
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 do IGF2BP1/IMP1 humano (NP_006537.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Nzi8
Peso da Proteína	49kDa/63kDa
Envio	Saco com gelo