


Anticorpo Policlonal De Coelho Igf2Bp3 (Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa) - 000425

Número do item: CM0026782



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao IGF2BP3 (IMP3) humano. Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Útil para estudos de transporte, estabilidade de mRNA e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho IGF2BP3
Observações/Apelido	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
Espécie	Humano
ID do Gene	10643
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 300-579 do IGF2BP3 humano (NP_006538.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O00425
Peso Proteico	64 kDa
Envio	Em saco de gelo