

Igfbp1 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P08833

Número do item: CM0026575



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o IGFBP1 humano; validado para aplicações WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para investigar vias mediadas por IGF, migração celular e regulação apoptótica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGFBP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3484
ID do Gene	3484
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 81-259 do IGFBP1 humano (NP_000587.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08833
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo