

Igfbp5 Pab De Coelho - P24593

Número do item: CM0016622



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho IGFBP5 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta IGFBP5 humano, de camundongo e de rato, um regulador chave da sinalização IGF e produção de MEC. Ideal para pesquisa em oncologia e biologia óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IGFBP5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	IBP5; IGFBP5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3488
ID do Gene	3488
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 68-167 do IGFBP5 humano (NP_000590.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24593
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo