

Anticorpo Policlonal De Coelho Ikb-Z Para Ihc-P, Elisa - Q9Byh8

Número do item: CM0021161



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Ikb-ζ humano (NFKBIZ), validado para IHC-P/ELISA com reatividade cruzada em camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização NF-kappa-B e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ikb-ζ pAb de Coelho
Observações/Apêndice	IKBZ; INAP; MAIL; ikB-zeta; ikappaBzeta; IkappaB-zeta; I-kappa-B-zeta; NFKBIZ
Espécie	humano
GeneID (Humano)	64332
GeneID	64332
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Ikb-ζ humano (NP_113607.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9BYH8
Peso Proteico	78kDa
Envio	Saco de gelo