

Anticorpo Monoclonal De Coelho Ikk α Para Wb, Elisa - O15111

Número do item: CM0002604



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho IKK α validado para Western blot e ELISA em amostras humanas e de camundongo. O imunógeno corresponde a um peptídeo N-terminal; peso molecular esperado de 85kDa. Ideal para pesquisa de sinalização NF-kappa-B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho IKK α (mAb)
Observações/Apêndice	BPS2; IKK1; IKK α ; IKK β ; TCF16; NFKB1A; IKK-alfa; IKK α
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1147
GeneID	1147
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do IKK α humano (NP_001269.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O15111
Peso Proteico	85kDa
Envio	Em saco de gelo