

Mab De Coelho Contra IL-1 Alfa - P01582

Número do item: CM0006454

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a IL-1 alfa de camundongo, adequado para Western blot e ELISA. Ideal para estudos de inflamação, sinalização por citocinas e respostas imunes inatas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra IL-1 alfa
Observações/Apelido	IL-1a; IL-1 alfa
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3552
ID do Gene (Camundongo)	16175
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01582
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo