


IL10 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - P18893

Número do item: CM0020855



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-IL-10 de camundongo validado para WB e ELISA. Reconhece a IL-10 de camundongo, uma citocina anti-inflamatória chave. Imunógeno recombinante. Ideal para pesquisa de regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CSIF; If2a; IL-10; IL10
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	3586
GeneID	16153
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-178 da IL10 de camundongo (NP_034678.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18893
Peso Proteico	21kDa
Envio	Saco de gelo