

IL13 Pab De Coelho - P35225

Número do item: CM0022060



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra IL13 humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para estudar inflamação alérgica e respostas imunes Th2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL13 pAb de coelho
Observações/Alias	P600; IL-13; IL13
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3596
GeneID	3596
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-146 da IL13 humana (NP_002179.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	P35225
Peso Proteico	16kDa
Envio	Bolsa de gelo