


Anticorpo Monoclonal De Coelho IL17A Para Ihc-P E Elisa - Q16552

Número do item: CM0002197



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra IL17A humano (CTLA-8, 18kDa), validado para IHC-P e ELISA. Reconhece IL17A humano. Ideal para estudar respostas inflamatórias, defesa antimicrobiana e imunidade mediada por Th17.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL17A Rabbit mAb
Observações/Apelido	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Espécie	Humano
ID do Gene	3605
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-155 do IL17A humano (NP_002181.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q16552
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo