


Anticorpo Policlonal De Coelho IL17A - Q16552

Número do item: CM0016457



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho IL17A para aplicações WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta IL-17A humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar inflamação mediada por Th17, defesa antimicrobiana e integridade da barreira epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL17A pAb de Coelho
Observações/Apelido	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
Espécie	Humano
ID do Gene	3605
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-155 do IL17A humano (NP_002181.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16552
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo