

Anticorpo Monoclonal De Coelho Contra IL2 Para Wb, Elisa - P60568

Número do item: CM0007395



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Interleucina-2 humana (IL2) para Western blot e ELISA. Adequado para o estudo do crescimento de células T, da tolerância imunológica e da pesquisa em imunoterapia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL2 mAb de Coelho
Observações/Alias	IL-2; TCGF; linfocina; IL2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3558
ID do Gene	3558
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-153 da IL2 humana (NP_000577.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P60568
Peso da Proteína	17 kDa
Envio	Bolsa de gelo