


Pab De Coelho Para IL21R - Q9Hbe5

Número do item: CM0026737



introdução

O pAb de coelho para IL21R é um anticorpo policlonal de alta qualidade para WB e ELISA, que detecta o receptor da interleucina-21 (CD360) humano e de camundongo. Ideal para pesquisa em biologia linfóide e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho para IL21R
Observações/Apelidos	NILR, CD360, IMD56, IL21R
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	50615
ID do Gene	50615
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-240 da IL21R humana (NP_851565.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HBE5
Peso Molecular da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo