


Anticorpo Policlonado De Coelho IL4 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05112

Número do item: CM0026411



introdução

Anticorpo policlonado direcionado a IL4 humana, validado para WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Ideal para pesquisa de citocinas, ativação de células B e estudos de inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL4 Rabbit pAb
Observações/Alias	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3565
GeneID	3565
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-153 da IL4 humana (NP_000580.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P05112
Peso Proteico	17kDa
Envio	Bolsa de gelo