

IL4 Rabbit Polymab® Para Wb, Elisa - P05112 / P07750

Número do item: CM0006937



introdução

IL4 Rabbit PolymAb® é um anticorpo monoclonal de coelho validado para WB e ELISA. Reconhece IL4 humana e de rato, com um peso previsto de 17 kDa. Ideal para estudos sobre sinalização de citocinas, regulação imune e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IL4 Rabbit PolymAb®
Observações/Apeliido	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1
Espécies	Humano/Rato
GeneID (Humano)	3565
GeneID	3565/16189
Imunogénio	Proteína recombinante de IL4 humana/de rato.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P05112/P07750
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo