


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Inmt Para Wb, If/Icc, Elisa - 095050

Número do item: CM0014835



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a indoletilamina N-metiltransferase (INMT) para WB, IF/ICC, ELISA. Adequado para amostras humanas e de camundongo, detectando uma banda de 29 kDa. Ideal para estudos de metilação e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-INMT
Observações/ Sinônimo	TEMT; INMT
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	11185
ID do gene	11185
Imunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-263 da INMT humana (NP_006765.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	095050
Peso da proteína	29 kDa
Envio	Bolsa de gelo