

Inos Coelho Pab - P35228

Número do item: CM0013339



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à iNOS humana (NOS2) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta humano, rato, rato. 131kDa. Ideal para estudos de inflamação e sinalização de NO.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	iNOS Coelho pAb
Observações/Apelido	NOS; iNOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4843
ID do Gene	4843
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 948-1153 da iNOS humana (NP_000616.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P35228
Peso Proteico	131kDa
Envio	Saco de gelo