

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Inpp1 Para Wb E Elisa - O15357

Número do item: CM0013309



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra INPPL1 (SHIP2), validado para WB e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo a fosfatase de fosfatidilinositol SHIP2, um regulador fundamental da sinalização PI3K, para pesquisas metabólicas e oncológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	INPPL1 pAb de coelho
Observações/Alcunha	OPSMD; SHIP2; INPPL1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	3636
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-310 da INPPL1 humana (NP_001558.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	O15357
Peso da proteína	139 kDa
Transporte	Bolsa de gelo