

## Anticorpo Policlonal De Coelho Insrr Para Wb, Elisa - P14616

Número do item: CM0017739



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o INSRR humano (IRR) para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. A proteína relacionada ao receptor de insulina atua como uma tirosina quinase de receptor sensível ao pH.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | INSRR pAb de Coelho                                                                                                                                |
| Observações/Apelido | IRR; INSRR                                                                                                                                         |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 3645                                                                                                                                               |
| GeneID              | 3645                                                                                                                                               |
| Imunógeno           | Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 747-921 do INSRR humano (NP_055030.1)) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                                             |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                                                   |
| SWISS               | P14616                                                                                                                                             |
| Peso da Proteína    | 144kDa                                                                                                                                             |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                                                       |