

Anticorpo Monoclonal De Coelho Ilk Ligado À Integrina Para Wb, Elisa - Q13418

Número do item: CM0007837



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o ILK ligado à Integrina humana (ILK, P59, ILK-1, ILK-2). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Detecta uma proteína de andaime de 51 kDa crítica para a sinalização de integrina e a dinâmica de adesões focais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ILK ligado à Integrina mAb de Coelho
Observações/Apelido	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; ILK ligado à Integrina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3611
ID do Gene	3611
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-452 do ILK ligado à Integrina humano (Q13418).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13418
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo