

Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Ip3R Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14643

Número do item: CM0012402

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra IP3R humano (ITPR1). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o canal de cálcio envolvido na sinalização intracelular de cálcio e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IP3R mAb de Coelho
Observações/Alias	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3708
GeneID	3708
Imunógeno	Pepídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 2200-2300 do IP3R humano (Q14643).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14643
Peso Proteico	314kDa
Envio	Bolsa de gelo