

Anticorpo Policlonal De Coelho Ipo11 Para Wb E Elisa - Q9Ui26

Número do item: CM0015976

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho IPO11 validado para WB e ELISA em humano e camundongo. Alvo: Importina-11, um receptor de transporte nuclear envolvido na importação de proteínas dependente de Ran. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho IPO11
Observações/Apelido	RanBP11; IPO11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51194
GeneID	51194
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 776-975 do IPO11 humano (NP_057422.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Ui26
Peso da Proteína	113kDa
Envio	Em saco de gelo