

Anticorpo Policlonal Coelho Irak2 Para Wb, Elisa - 043187

Número do item: CM0028839



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho IRAK2 validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage com IRAK2 humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de IL-1 e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	IRAK2 Coelho pAb
Observações/Apelido	IRAK-2; IRAK2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3656
GeneID	3656
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do IRAK2 humano (NP_001561.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43187
Peso Proteico	69kDa
Envio	Saco de Gelo