


Anticorpo Policlonal De Coelho Irak3 Para Wb E Elisa - Q9Y616

Número do item: CM0013864



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho IRAK3 validado para WB e ELISA. Detecta IRAK3 endógeno em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para estudar as vias de sinalização do receptor de IL-1 e dos receptores do tipo Toll. - Q9Y616

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho IRAK3
Observações/Apelido	ASRT5; IRAKM; IRAK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11213
GeneID	11213
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 367-596 do IRAK3 humano (NP_009130.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y616
Peso Proteico	68kDa
Envio	Em bolsa de gelo