

Anticorpo Policlonal De Coelho Itgb3 Para Wb, Fc, Elisa - P05106

Número do item: CM0024490



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ITGB3 validado para WB, FC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. A Integrina beta-3 (CD61) é essencial para a agregação plaquetária e a adesão celular. Adequado para pesquisa diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITGB3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ITGB3; BDPLT16; BDPLT2; CD61; GP3A; GPIIIa; GT; integrin beta-3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3690
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-718 da ITGB3 humana (NP_000203.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05106
Peso Proteico	86kDa/87kDa
Envio	Bolsa de gelo