


Itpk1 Rabbit Pab - Q13572

Número do item: CM0025819



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ITPK1 humano, validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar metabolismo de inositol fosfato, apoptose e necroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ITPK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ITRPK1; ITPK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3705
ID do Gene	3705
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 185-414 do ITPK1 humano (NP_055031.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13572
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco com gelo