

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Jab1/Csn5/Cops5 Para Wb E Elisa - Q92905

Número do item: CM0022270



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra JAB1/CSN5/COP55 humano (subunidade 5 do sinalossoma COP9). Validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Permite o estudo das vias de conjugação da ubiquitina e de desneddilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra JAB1/CSN5/COP55
Observações/Apelidos	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COP55
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10987
ID do Gene	10987
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-334 de JAB1/CSN5/COP55 humano (NP_006828.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92905
Peso da Proteína	38 kDa
Envio	Gelo reutilizável